

## Postup při provedení testu OC-Sensor®

1. Označte vzorek svým jménem



Testovací kazetku popište svým jménem a datem odběru. Z druhé strany má kazeta identifikační čárový kód.



Otočením zeleného víčka doleva se Vám kazetka otevře.



Stolici opakovaným tahem odběrového kartáčku naberte mezi zářezy - rýhy. Správně odebraný vzorek stolice vypadá takto:



Kartáček se stolicí zasuňte zpět do kazetky, pevně uzavřete víčko - zacvakne a kazetku již neotevírejte - došlo by k porušení obsahu. Před odevzdáním lékaři nebo laboratoři uchovávejte v chladničce, nejdéle 1 týden.

